



MiniMe[®] 2

Mascarilla nasal pediátrica para VNI



Cuidados Intensivos ▪ Interfaces para Paciente



MiniMe®2

Con tecnología AIR°gel®

La mascarilla MiniMe®2 es una mascarilla nasal para VNI de un solo uso para uso hospitalario o en el ámbito domiciliario. MiniMe®2 está disponible en dos tamaños, ambos con o sin salida exhalatoria.

Diseñada para niños entre 2-12 años, la mascarilla MiniMe®2 dispone de la tecnología AIR°gel® y de la Tecnología avanzada en la almohadilla (Advanced Cushion Technology™), proporcionando a los pacientes más pequeños lo último en ajuste y el máximo confort.

Tecnología de ajuste personalizado

La carcasa y la almohadilla de la mascarilla pueden moldearse fácilmente para adaptarse a las necesidades de cada paciente. Una vez fijado, mantendrá su posición

Ajuste frontal al aire (Touchless Spacebar™)

Diseño único que elimina cualquier contacto con la frente de paciente

AIR°gel®

AIR°gel® hace que la mascarilla MiniMe®2 tenga un ajuste muy suave



Indicador de tamaño

La mascarilla está disponible en dos tamaños, pequeña/mediana y mediana/grande

Tecnología avanzada en la almohadilla (Advanced Cushion Technology™)


La almohadilla ergonómica tipo gel consigue un sellado eficaz mediante un ajuste confortable

Codo movable 360°

Para un óptimo posicionamiento de la tubuladura y fácil movilidad

Versiones con y sin salida exhalatoria

Para terapias CPAP o binivel en niños



Referencia	Descripción	Código color codo	Uds./caja
Las siguientes mascarillas se deben usar con circuitos respiratorios de un ramal sin salida espiratoria			
2370000	MiniMe®2 Mascarilla nasal pediátrica para VNI con salida exhalatoria pequeña/mediana	○	10
2371000	MiniMe®2 Mascarilla nasal pediátrica para VNI con salida exhalatoria mediana/grande	○	10
Las siguientes mascarillas se deben usar con circuitos respiratorios de un ramal con salida espiratoria			
2270000	MiniMe®2 Mascarilla nasal pediátrica para VNI sin salida exhalatoria pequeña/mediana	●	10
2271000	MiniMe®2 Mascarilla nasal pediátrica para VNI sin salida exhalatoria mediana/grande	●	10

Arnés de repuesto para mascarilla nasal MiniMe®2 pequeña/mediana

Referencia	Descripción	Uds./caja
2274000	55048 Arnés	20

Arnés de repuesto para mascarilla nasal MiniMe®2 mediana/grande

Referencia	Descripción	Uds./caja
2275000	EZ Fit Arnés	20

Consúltenos

MiniMe®2 y AIR°gel® son marcas registradas de Sleepnet Corporation.

Touchless Spacebar y Advanced Cushion Technology son marcas registradas de Sleepnet Corporation.

Por favor, piénselo antes de imprimir.

Ahorre energía y papel.

IS1.49 ES • Issue 1 06.19



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España

Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia